

## **PROFEEL<sup>®</sup>** DHD<sup>™</sup> Operasjonshansker

### **Dobbel Hanske**

Designet med et innvendig belegg som er spesielt utviklet for å strukturelt matche hanskens overflate.

### **Enkel påtagning**

Hanskene glir lett på hendene ved tørr, fuktig eller våt tilstand.

### **Fleksibelt belegg**

Det strekker uniformt med lateksen slik at de to lagene arbeider sammen som én funksjonabel hanske film.

### **Vannavstøtende**


Hydrofobe polymer belegg avviser vann for å redusere fuktighet og øke hanskens levetid under bruk.

### **Polymer belegg**

Designet med et innvendig polymer belegg som er molekylært bundet for å hindre delaminering eller flasser.

### **Pudderfri**

Revolusjonerende polymer overflaten belegg eliminerer behovet for pulver.



## ProFeel DHD® Operasjonshansker

### PROFEEL DHD® PLATINUM Pudderfri, Lateks Operasjonshanske

ProFeel DHD Platinum pudderfri, lateks operasjonshanske har en iboende mykhet som gir en usedvanlig komfortabel og fleksibel hanske. Hansken er spesielt formulert for uanstrengt og smidig påtagning av doble hansker. Inneholder vår "Damp Hand Donning (DHD) - den indre overflaten av hansken er belagt med en særegen polymer for å enklere påtagning med fuktige hender. Overflaten på hansken er optimalisert for å gi utmerket grep. Et spesialdesignet "klebrig bånd" i mansjetten av hansken for å hindre nedrulling på operasjonsfrakken

Art.nr: P3355-01 - P3390-01      Størrelse: 5.5 - 9.0



### PROFEEL DHD® SENSITIV Pudderfri, Lateks Operasjonshanske

ProFeel DHD Sensitiv Pudderfri, Lateks Operasjonshanske er fremstilt med et mikro tynt lateksfilm som forbedrer fingerfølsomhet og komfort under kirurgiske inngrep. Den optimale tykkelsen og den glatte overflaten maksimerer sensitiviteten selv om det brukes doble hansker. Den utmerkede sensitiviteten fra ProFeel DHD Sensitiv pudderfri, lateks operasjonshanske gjør den ideel som underhanske.

Art.nr: P3355-55 - P3390-55      Størrelse: 5.5 - 9.0



### PROFEEL DHD® POLYISOPREN Pudderfri, Lateksfri Operasjonshanske

Vår lateksfrie og pudderfrie operasjonshanske representerer den nyeste innovasjonen innen syntetisk hanske-teknologi. Operasjonshanskene er produsert ved hjelp av en egenutviklet syntetisk polymer som er kjemisk identisk med naturgummi lateks og inneholder vår "Damp Hand Donning - DHD" som gjør det enkelt å ta på hanskene ved fuktige hender. Med den nye ProFeel DHD Polyisoprene Operasjonshanske kan du nyte samme følelse, passform og komfort som naturgummi lateks i et 100 % lateksfritt produkt.

Art.nr: P3355-56 - P3390-56      Størrelse: 5.5 - 9.0



### PROFEEL DHD® POLYISOPREN SENSITIVE Pudderfri, Lateksfri Operasjonshanske

Vår lateksfrie og pudderfrie operasjonshanske representerer den nyeste innovasjonen innen syntetisk hanske-teknologi. Operasjonshanskene er produsert ved hjelp av en egenutviklet syntetisk polymer som er kjemisk identisk med naturgummi lateks. Du kan nyte samme følelse, passform og komfort som naturgummi lateks i et 100 % lateksfritt produkt. Den glatte overflaten og optimale følsomheten gjør at den passer utmerket som underhanske ved bruk av doble hansker.

Art.nr: P3355-57 - P3390-57      Størrelse: 5.5 - 9.0



### PROFEEL DHD® MICRO Pudderfri, Lateks Operasjonshanske

ProFeel DHD Micro er tynnere enn vanlige operasjonshansker og er designet for spesialister som krever ekstra fingerfølsomhet for mikro- og optalmiske operasjoner. Balansen mellom tykkelsen og styrken på materialet er opprettholdt for unngå brudd på hansken. Den unike brun fargen reflekterer ikke å lys og minimere øye-tretthet under operasjonen, samtidig virker fargen som en god kontrast til lys-fargede organer og vev.

Art.nr: P3355-34 - P3390-34      Størrelse: 5.5 - 9.0

