



SafeDon™ Dermagrip Ultra LT

Undersøkelshanske

**Dermagrip Ultra LT er en
100 % Nitrilhanske dispensert
i SafeDon Hygiene System.**

Dispensersystemet bidrar til å redusere risikoen for krysskontaminering og er et alternativ til tradisjonelle dispenserbokser. Denne pakningsstørrelsen er ideell for mobilt bruk som i f.eks.hjemmesykepleien.

Art. nr.

XS	D1500-81
S	D1501-81
M	D1502-81
L	D1503-81
XL	D1504-81

Forpakning

50 stk per eske / 400 stk per kartong

DERMAGRIP®

Produktegenskaper

- SafeDon Hygiene System
- Lateksfri
- Pudderfri
- Rette fingre
- Strukturert overflate

Tykkelsesmålinger av hanske

Fingre (15 mm fra tuppen)
Håndflate (Midten av håndflate)
Mansjett (25 mm fra mansjettkanten)

Enkel vegg (mm)

min. 0,07
min. 0,06
min. 0,05

Sertifiseringer

Godkjent for medisinsk bruk

ISO 9001	EN13485
EN ISO 374-1,4,5: 2016	

US FDA QSR

EN 16523-1: 2015

Materiale

100% Nitril

Farge

Blå