



# Dermagrip® Ultra Plus

## Undersøkeshanske

**Denne undersøkeshansken er laget av 100 % nitril, og er et godt alternativ for brukere som er allergiske mot naturgummilateks.**

Denne hansken har god taktil følelse, og gir en ekstra beskyttelse for brukeren.

### Art. nr.

XS	D1400-28
S	D1401-28
M	D1402-28
L	D1403-28
XL	D1404-28

### Forpakning

200 stk per eske (XL: 180 stk)  
2 000 stk per kartong (XL 1800 stk)

# DERMAGRIP®

### Produkttegnegenskaper

- Lateksfri
- Forlenget mansjett (270 mm)
- Pulverfri
- Kan brukes med begge hender
- Rette fingre
- Strukturert overflate på fingertuppene
- Rullekant

### Tykkelsesmålinger av hanske

	Enkel vegg (mm)
Fingre (15 mm fra tuppen)	min. 0,16 ± 0,03
Håndflate (Midten av håndflate)	min. 0,14 ± 0,03
Mansjett (25 mm fra mansjettkanten)	min. 0,11 ± 0,03

### Sertifiseringer

Godkjent for medisinsk bruk

ISO 9001	ISO 13485	CE 2797
EN ISO 374-1:2016 Type B	EN 16523- 1:2015	
EN 374-2:2014	EN374-4:2013	EN 374-5:2016
ASTM D6319	EN 420:2003+Al:2009	EN 455 (1-4)

### Materiale

100% Nitril

### Farge

Blå