



Dermagrip® High Risk

NR Latex og pudderfri

DERMAGRIP® High Risk hansker gir enestående og ekstra beskyttelse i risikofylte situasjoner.

Tykkere og sterkere enn vanlige undersøkeshansker. Hanskene er det ideelle valget i situasjoner som traumer, medisinsk avfallshåndtering og dekontaminering.

Egenskaper

- Tykkere og ekstremt høy bruddstyrke gir ekstra beskyttelse mot kjemikalier og diverse avfall; både organisk og uorganisk
- Teksturerte fingertupper for overlegent grep
- Lave nivåer av NR Lateks proteiner som reduserer risikoen for lateksallergi
- Lang mansjett gir ekstra beskyttelse i krevende situasjoner

Strl.	Art. nr.	Håndflate bredde	Lengde
Small	D1401-14	85 +- 4 mm	290 +- 5 mm
Medium	D1402-14	95 +- 4 mm	290 +- 5 mm
Large	D1403-14	105 +- 4 mm	290 +- 5 mm
Extra Large	D1404-14	115 +- 4 mm	290 +- 5 mm

DERMAGRIP®

Bruksområde

Dermagrip High Risk er spesielt egnet for bruk av beredskapsfolk som ambulanspersonell, brannmenn og politimenn.

Lengde

Ekstra lang mansjett: 290 mm

Produktet samsvarer med

- ASTM D3578 og BS EN 455 (Del 1,2,3,4)
- Personal Protective Equipment 89/686/EEC (Complex design category, type tested to EN420, EN374, EN388)

Kvalitetssikring

- US FDA Quality System Regulation (QSR)
- BS EN ISO9001
- BS EN ISO13485 Quality Systems
- CE merket (0086)