

PROFESJONELL  
RENGJØRING



Maskinell instrumentvask

# Alu Deko

Maskinvaskemiddel  
for helsetjenester

Flytende maskinvaskemiddel for skylling og vasking av vaskedekontaminatorer innen helse- og tannhelsetjenesten.

Maskinvaskemiddelet Alu Deko bruker veldokumenterte ingredienser som er så trygge og miljøvennlige som mulig. Produktet er ikke skummende og egnet til bruk på sensible materialer, for eksempel aluminium og plast. Rengjøringseffekten er optimalisert i samsvar med de spesielle kravene i helsevesenet og kan oppnås med en lav dose vaskemiddel.

## Egenskaper

- Effektiv
- For helsevesenet og tannhelsetjenesten
- Egnet til sensible materialer, f.eks. aluminium og plast
- Skummer ikke
- CE-merket medisinsk utstyr, klasse I

Forpakning str.	Artikkel nr.	GTIN/EAN
1 x 20 l	8084	6412600080841
3 x 5 l	80387	6417964803877



## Bruksområde

Alu Deko er spesielt utviklet for automatisk vasking av instrumenter, utstyr og materialer som brukes i helsevesenet. Medisinsk utstyr, for profesjonelt bruk.

## pH

Produkt pH: 13  
Løsning pH: 11

## Utseende og lukt

Klar, gulaktig væske

## Produksjonsland

FINLAND