

PROFESJONELL
RENGJØRING



Maskinell instrumentvask

Kiilto Hydragel

Vaskemiddel til forvask

Et forbehandlingsprodukt for kontaminerte instrumenter som ikke vaskes umiddelbart etter bruk. Forhindrer at organiske materiale tørker inn, hindrer vekst og spredning av mikrober.

Den gel-liknende sprayen er enkel å bruke og danner en mikrobe-tett overflate på instrumentene. Gelmembranen forhindrer at skitt og organisk materiale tørker på instrumentene, i tillegg til å hindre spredning og oppvekst av mikrober. Effekten varer i 5 dager. Om nødvendig kan produktet også brukes som vaskeforsterker for instrumenter som er vanskelige å rengjøre. Hydragel er vannløselig og skylles lett bort fra overflaten på instrumentene.

Egenskaper

- CE-merket medisinsk utstyr, klasse I

Forpakning str.	Artikkel nr.	GTIN/EAN
6 x 750 ml	8222	6417964082227



Bruksområde

Forvaskemiddel i situasjoner der kontaminerte instrumenter ikke blir rengjort umiddelbart etter bruk. Passer for ofte brukte materialer; ikke egnet for kobber eller messing.

Medisinsk utstyr, for profesjonelt bruk.

pH

Produkt pH: 9

Produksjonsland

FINLAND