

PROFESJONELL
RENGJØRING



CE-merket overflatedesinfeksjon

Kiilto Pro

Erisan Oxy+

Desinfeksjonsmiddel

Et effektivt desinfiseringsmiddel basert på hydrogenperoksid og pereddiksyre i engangspakninger. For ikke-invasive medisinske enheter, tekstilmaterialer i helsevesenet og desinfisering av kroppsvæskeflekker.

Pakningen med 50 g enkeltdose gjør det enkelt å blande en løsning med ønsket styrke (2-5 %).

Egenskaper

- CE-merket medisinsk utstyr, klasse IIa, NB 0537
- Kornet pulver som aktiveres i vannløsning.
- Basert på hydrogenperoksid og pereddiksyre
- Engangsforpakninger

Forpakning str.	Artikkel nr.	GTIN/EAN
1 x 50 g	8116	6417964081152

Bruksområder

- Desinfisering av hestetekstiler ved 40-60 ° C i vaskeprogrammer med normal lengde
- Desinfisering av proteser og sugesystemer for tannbehandling
- Desinfiserende vaskemiddel i ultralydvasker

Utseende og konsistens

Hvite granulater, oppløst i vann.

pH

Løsning pH: 7,5

Produksjonsland

FINLAND

Den mikrobicide virkningen av Kiilto Pro Erisan Oxy + som desinfeksjonsmiddel er bekreftet ved tester:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • EN 13727 bakterier • EN 13697 bakterier og sopp • EN 13624 sopp • EN 14348 tuberkulose og mykobakterier • EN 17126 sporer (C. difficile) - erstatter EN 13704 • EN 14476 virus (noro-, adeno- og poliovirus) | <ul style="list-style-type: none"> • EN 14561 bakterier • EN 14562 gjær • EN 14563 tuberkulose og mykobakterier • EN 16615 bakterier og gjær • EN 16616 (60° C desinfeksjon av tekstiler: bakteriedrepende, soppdrepende og mykobakteriedrepende virkning, 40 ° C testet med Staph. Aureus). |
|---|---|