

PROFESJONELL  
RENGJØRING



Maskinell instrumentvask

# Kiilto Pro Steel

Syrebasert spesialrengjøringsmiddel

Surt spesialrengjøringsmiddel for instrumentdekontaminatorer og instrumenter for fjerning av kalkbelegg, rustflekker og oksidfilmer i helsevesenet og tannhelsetjenesten.

Lysner og gjør metalloverflatene blanke på instrumentvaskemaskiner og rustfrie stålinstrumenter. Spesielt egnet for rustfritt stål, men også egnet for de fleste aluminium-, messing- og kobbermaterialer. Fjerner flekker fra silikon- og plastoverflater.

Produktet er lett å skylle av.

## Egenskaper

- Fjerner avleiringer
- Gjør metalloverflater blanke
- Fjerner flekker fra overflater av plast og silikon
- Enkel å skylle bort
- CE-merket medisinsk utstyr, klasse I

**Forpakning str.**  
6 x 1 l

**Artikkel nr.**  
8224

**GTIN/EAN**  
6417964082241



## Bruksområde

Et konsentrat beregnet for rengjøring av kalk- og rust-avleiringer, oksidfilmer fra instrumentvaskemaskiner og rustfrie stålinstrumenter. Kan brukes i nedsenkingsbad (manuelt), i instrumentdekontaminatorer og i ultralydvaskemaskiner.

## pH

Produkt pH: 1.5  
Løsning pH: 3

## Produksjonsland

FINLAND