



MEDICA  
EUROPE

# Medica Brush

Steril/Tørr

**Medica Brush gir det kirurgiske personalet optimale forhold for god preoperativ hygiene for hender og hud.**

Medica Brush er en effektiv, myk og hudvennlig børste for negler, knoker og hud. Festet til børsten er en svamp designet for rengjøring av hender og underarmer.

I tillegg leveres en egen børsterens i emballasjen. Medica Brush leveres i én emballasje; børste og neglerenser.

### Egenskaper

- Steril
- Uten såpe
- Lav risiko for hudirritasjon
- Lateksfri

### Antall i eske:

25 børstehoder i en dispenseringsboks

### Antall i kartong:

15 esker

## BRUKERVEILEDNING

Det anbefales å bruke hånddesinfeksjon etter bruk av Medica Brush.



**Ta en Medica Brush** ut av forpakningen.



**Fukt hendene og underarmene** under vasken. Bruk svampen til å vaske hendene og underarmene.



**Rens neglene** med neglerenseren som følger med.



**Bruk busten** på Medica Brush børsten for å skrubbe negler og knoker.



**Rens forsiktig** og tørk hender og underarmer.